

Interféromètre ZYGO

Contrôles interférométriques / Aberrations

Etapes / TP 1A et 2A

Alignement

Paramétrage caméra

Acquisition des images

Sauvegarde des images

* optionnel

Sauvegarde des images

* optionnel

Ajout de masques

Traitement de la phase

Algorithme de Hariharan / Correction (tilt)

Analyse de la surface

Autocollimation (miroir plan)

ALIGN

Temps d'exposition

VIEW

5 images / Décalage Piezo $\lambda/4$

VIEW

Fichiers PNG ou MAT

PNG

Sauvegarde d'un interférogramme et de la grille des 5 images

MAT

Sauvegarde des images et des masques dans un fichier MAT

Fichiers MAT contenant des données

Utilisation d'images enregistrées à l'aide du ZYGO en TP
Réouverture possible même sans matériel (caméra, piézo...)

Création d'un masque circulaire

Calcul phase enroulée / Calcul phase déroulée

Affichage phase déroulée / Correction tilt

PNG

Sauvegarde des différentes vues

→ RAPPORT

Interface / Mode

Acquisition

Camera

Zoom

Acquisition

Camera

Exposition

Acquisition

Simple Acquisition

Lancer

Images

Sauvegarde

→ RAPPORT

→ ANALYSE ULTERIEURE

Images

Ouverture

Masques

Masque Circulaire

3 points

Analyse

Phase non déroulée

étape optionnelle à but pédagogique

Analyse

Correction Tilt

Affichage 3D

Interféromètre ZYGO

Contrôles interférométriques / Aberrations

Etapes / TP 1A et 2A

Alignement

Paramétrage caméra

Acquisition images

Ajout masques

Traitement phase

Analyse surface



Interface / Mode

TP 2A

Analyse des aberrations



Calcul Coefficients Zernike

Affichage front corrigé



Calcul de la PSF

Calcul de la FTM

Aberrations

Coefficients Zernike

Correction Phase

Traitements